

Statute .



내용

A. 구성요소	2
B. H/W 부분 i . 각 부분의 명칭 ii. 설정	3 4
C. 시스템 설정 i. 다운로드 및 설치 ii. 기기와 프로그램 연결 iii. Wi-Fi 콤보	5 6 7
D. 프로그램 설정 i . 기기 정품 인증	10 11
E. 어플리케이션 i . 진단시작 ii. 전체진단 고객관리 수분 유분 모공 색소침착 피지 주름 민감도 종합결과 iii.화면보기	13 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 21 22 23
F. 보증서	24

※주의사항

- ·매뉴얼의 사진은 실제 사진과 다를 수 있습니다. ·본 매뉴얼에 포함된 정보와 향후 개선사항은 통보 없이 수정될 수 있습니다.
- · OS에 따라 화면 이미지가 다를 수 있습니다.



본체와 피부렌즈



충전겸용 거치대



a p

배터리













H/W 부분 _{설정}

배터리 탈, 부착

1 그림과 같이 기기 중간을 손으로 잡고 아래로 내려 커버를 열어주세요.

- 2 배터리를 가볍게 투입구에 끼워주세요.
- 3 커버를 닫아주세요.





기기 전원 켤 때

1 전원버튼을 눌러주세요.

LED가 파란색으로 반짝거리기 시작됩니다. 파란색 반짝거리는 것이 멈추었다면, 기기를 사용할 준비가 된 것입니다.

기기 전원 끌 때

1 전원버튼을 눌러주세요.

2 LED가 꺼질 것입니다.



PC 사용자

- 아래 사이트에 접속해주세요.
 http://www.aramhuvis.com/downloads
- 2 "Solutionist"를 찾아 설치를 시작합니다.

태블릿 또는 스마트폰 사용자

- iOS : 'App Store'에서 "Solutionist"를 검색해서 앱을 다운로드하세요.
- ❷ Android : 'Play 스토어'에서 "Solutionist"를 검색해서 앱을 다운로드하세요.

시스템 설정 기기와 프로그램 연결

- 배터리 커버 안에 있는 기기의 Wi-Fi 이름과 암호를 체크해주세요.
- ② 포맷형식은 "API_XXXX"입니다.
- ③ 기기를 켜주세요.
- ④ 기기가 구동되는 동안 PC, 태블릿, 스마트폰의 앱을 준비해주세요
- 5 API의 부팅이 완료되면, Wi-Fi 설정을 위해 네트워크 세팅에 들어갑니다.
- 6 Wi-Fi 리스트 중에서 "API_XXXX"를 찾고 접속하세요.
- 🕐 연결 확인 후, "Solutionist"를 접속하여 주세요.
- ⑧ 구동이 잘 되는지 확인하려면, 프로그램 왼쪽 아래를 보시기 바랍니다.
- ⑨ 제대로 연결이 됐으면, 아래 그림처럼 주황 Wi-Fi 신호가 나타납니다.





Wi-Fi 콤보

- Wi-Fi로 전자기기에 연결된 API를 사용하면서 인터넷에 연결할 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하면 진단이 종료된 후에 이메일을 보낼 수 있습니다.

사용법

● API는 SSID(API_XXXX) 로 "Solutionist"에 Wi-Fi로 연결된 상태입니다.

2 먼저 "Solutionist"에 연결하려면 AP를 기기에 연결합니다.

③ 연결을 마쳤으면 "Solutionist"를 실행시킵니다.







프로그램 설정



프로그램 설정 기기 정품 인증



프로그램 설정 기기 정품 인증



어플리케이션 ^{진단 시작}

1 스크린 왼쪽에 '진단'을 눌러 시작하세요.



※ 리모트 컨트롤 (본 기능은 태블릿에서만 지원됩니다.)

분석과정 중, "Solutionist" 프로그램에서 진단기기를 조정할 수 있습니다. 프로그램 내 스크린에서 "리모컨 켜기"를 터치하시면 "리모컨" 창이 활성화 됩니다. 모든 진단 페이지에서 TV 리모콘을 사용하듯이 이 기능을 사용할 수 있습니다.















어플리케이션 ^{색소침착}



어플리케이션 ^{피지}





어플리케이션 _{민감도}







화면보기



보증서

- 제품은 출시에 앞서 엄격한 품질관리와 검사 과정을 거칩니다.
- 2 구입 후 10일 안에 사용기간 동안 일반적인 상태에서 기술적, 작동적으로 결함 발생 시, 새로운 제품으로 교환해드립니다.
- ③ 일반적인 상태에서 결함이 발생하면, 제품 보증 건으로 당사는 무상수리를 제공합니다.
- ④ 무상수리를 요청하실 때 제품보증서를 소지하고 계세요.
- 5 보증 기간 만료 후, 유상수리로 전환되는 점 양해해주시기 바랍니다.
- 6 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 12개월입니다.
- 7 비용
 - 보증 기간 : 배송비 구매자 부담, 수리비, 수리 후 배송비 당사 부담 - 제품이 소비자의 과실로 파손되었을 경우, 비용청구가 있을 수 있습니다.
 - 보증기간 만료 후 : 배송비 수리비 구매자 부담, 수리 후 배송비 당사 부담

서비스 요청 양식				
구매날짜	/ ,	/	회사 이름	
담당자			1	
주소 : 전화번호 :				
제품이름, 시리얼 번호 : 문제점 :				

배송 주소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 801호 (우편번호 : 13230)

이메일 : support@aramhuvis.com

전화번호: 070-4687-1712 / 팩스: 031-732-6330



경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 801호 이메일 : info@aramhuvis.com